

INSTRUKCJA UŻYWANIA
WYROBU MEDYCZNEGO
Remo-Wax® Spray

Wskazania do stosowania
Aerazol do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax Spray rozpuszcza korek woskowinowy.
Nie należy stosować Remo-Wax Spray w przypadku:
– stanu zapalnego lub bólu ucha,
– wydzieliny z ucha,
– uszkodzonej, przedziurawionej lub przebitej błony bębenkowej (np. dren pozostawiony po nakłuciu błony bębenkowej),
– uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników aerozolu Remo-Wax Spray.

Specjalne grupy pacjentów
Jeśli pacjent ma problemy z koordynacją ruchową, zaburzenia ruchowe lub drżenie rąk, należy poprosić inną osobę o podanie do przewodu słuchowego aerozolu do usuwania woskowiny usznej Remo-Wax Spray i przepłukanie uszu zgodnie z instrukcją.

Dzieci
Remo-Wax Spray może być stosowany u dzieci tylko po podjęciu takiej decyzji przez lekarza. Należy postępować zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od lekarza. W celu wykonania zabiegu płukania uszu u dzieci zaleca się wizytę u lekarza lub pielęgniarki.

Użytkownicy aparatów słuchowych
Osoby korzystające z aparatu słuchowego, powinny umieścić aparat na miejscu dopiero po zakończeniu płukania i wypłynięciu wody z ucha.

Możliwe działania niepożądane
W rzadkich przypadkach występowały miejscowe reakcje alergiczne związane ze stosowaniem aerozolu Remo-Wax Spray. Mogą wystąpić nieprzyjemne odczucia w przewodzie słuchowym, podrażnienie skóry i przemijające zawroty głowy. Szumy uszne mogą być objawem woskowiny usznej, a po oczyszczeniu ucha mogą, przejściowo, wystąpić szumy uszne. Jeśli gruszka jest wsunięta głęboko do przewodu słuchowego, może dojść do uszkodzenia błony bębenkowej. W przypadku podejrzenia, że aerazol Remo-Wax Spray spowodował działania niepożądane, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi państwa członkowskiego (Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych; Al. Jerozolimskie 181c, 02-222 Warszawa; e-mail: incydenty@urpl.gov.pl, faks: +48 22 492 11 29). Zgłaszanie incydentów jest ważne ponieważ pozwala na ciągłe analizowanie stosunku korzyści do ryzyka związanego z wyrobem.

Jak używać aerozolu Remo-Wax Spray i gruszki
Rozpuszczenie korka woskowinowego przy użyciu aerozolu do ucha

- Ogrzać zawartość butelki Remo-Wax Spray do temperatury ciała (około 37°C) przez zamknięcie butelki w dłoni na kilka minut.
 - W przypadku użycia aerozolu **po raz pierwszy**, w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia preparatu należy 3-5 razy rozpylić aerazol w powietrze lub w chusteczkę. Należy upewnić się, aby nie uwalniać aerozolu w swoim kierunku. Jeżeli preparat nie jest używany przez jakiś czas, należy upewnić się, że jest on prawidłowo rozpylany poprzez 1-2 krotne naciśnięcie rozpylacza.
 - Delikatnie pociągnąć górną część ucha do góry i do tyłu. Trzymając butelkę w pozycji pionowej, wprowadzić końcówkę dyszy do ujścia przewodu słuchowego. Należy rozpylić 2 do 3 razy preparat Remo-Wax Spray do przewodu słuchowego. Pociągnąć delikatnie płatek ucha w górę i w dół kilka razy, wykonując ruch obrotowy. Można wprowadzić do ucha mały wacik z bawełny zwilżony preparatem Remo-Wax Spray.
 - Pozostawić Remo-Wax Spray w uchu przez 20 do 60 minut. W razie potrzeby, roztwór można pozostawić w uchu na noc.
 - Po zastosowaniu należy zdjąć końcówkę dyszy, umyć ją wodą z mydłem, dokładnie wypłukać, osuszyć i ponownie umieścić na miejscu. **Nigdy nie wolno używać aerozolu bez założonej końcówki dyszy!**
- Po użyciu aerozolu Remo-Wax Spray należy przepłukać przewód słuchowy. W celu przepłukania uszu można użyć irygatora np. gruszki lub udać się do lekarza lub pielęgniarki. Zaleca się, aby płukanie uszu u dzieci było wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę. Płukanie ucha przy użyciu gruszki
- Gruszkę należy użyć i przepłukać przed każdym użyciem.
 - Nabrać do gruszki wody o temperaturze ciała.
 - Wsunąć ostrożnie końcówkę gruszki do przewodu słuchowego na głębokość kilku milimetrów i płukać ucho, delikatnie i spokojnie ściskając gruszkę.

Nie należy wprowadzać końcówki gruszki głęboko do przewodu słuchowego!

- Powtórzyć płukanie kilka razy, aż woda wypływająca z ucha będzie zupełnie czysta.
- Po zakończeniu zabiegu gruszkę należy umyć i następnie ją opłóścić. Należy pozostawić gruszkę, kierując jej końcówkę do dołu, tak aby znajdująca się w niej woda mogła wypłynąć.

Inne informacje
Aerazol Remo-Wax Spray jest przeznaczony do użytku osobistego. Jeśli nie udało się rozpuścić korka woskowinowego, można powtórzyć podanie aerozolu i płukanie ucha przez kolejne trzy dni. **Uwaga!** Przewód słuchowy należy przepłukać po każdym podaniu aerozolu. Jeśli pacjent planuje odwiedzić lekarza lub pielęgniarkę w celu wykonania płukania ucha, należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza lub pielęgniarki.

Płukanie ucha nie powinno powodować bólu. Jeśli pacjent odczuwa ból, należy przerwać płukanie ucha i skontaktować się z lekarzem.

 Unikać kontaktu z oczami. W przypadku kontaktu z oczami, należy je przepłukać dużą ilością wody i w razie potrzeby zasięgnąć porady lekarza.

W razie jakichkolwiek dalszych pytań związanych ze stosowaniem aerozolu Remo-Wax Spray, należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Skład
Alantoina (3 mg/ml), lanolina etoksylogowana, polisorbitat 80, polisorbitat 60, sorbitol ciekły, syrop fruktozowy, eter polioksyetyleno-stearylowy, eter polioksyetyleno-oleiowy, olej lanolinowy, mirystynian izopropylu, olej z otrębów Oryza Sativa (ryż), alkohol fenyletylowy, alkohol cetylowy, butylowany hydroksytoluen, kwas sorbowy, chlorek benzetoniowy, woda.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Aerazol Remo-Wax Spray należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie daty ważności wydrukowanej na opakowaniu. Aerozolu Remo-Wax Spray nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Niewykorzystany Remo-Wax Spray należy oddać do apteki w celu utylizacji. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Wielkości opakowań
Remo-Wax Spray 10 ml

Wytwórca
Orion Corporation
Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Finlandia
Dystrybutor
Orion Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Fabryczna 5A, 00-446 Warszawa
tel. +48 22 833 31 77
www.orionpharma.info.pl

Data ostatniej aktualizacji niniejszej instrukcji używania:
04/2025



Wyrób medyczny

Należy zapoznać się z instrukcją używania

Należy przestrzegać ostrzeżeń zawartych w instrukcji używania

Producent

Kraj producenta

Dystrybutor

Tłumaczenie

Dopuszczalna temeperatura

Należy użyć do daty

Numer partii

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu

KASUTUSJUHEND
Remo-Wax® Spray

Näidustus
Remo-Wax Spray kõrvasprei lahustab vaigukorgi.

Ärge kasutage Remo-Wax Spray'd, kui
– kõrv on põletikuline või valulik
– kõrvast tuleb eritis
– kõrva kuulmekile on vigastatud, mulgustunud või see on läbi torgatud (nt kuulmekile šunteerimine)
– te olete allergiline (ülitundlik) Remo-Wax Spray mis tahes koostisosade suhtes.

Patsientide erirühmad
Kui teil on koordinaatsiooni- või liikumishäireid või teie käed värisevad, paluge kedagi endale abiks, kes saab teile kuulmekäiku Remo-Wax Spray kõrvaspreid manustada ning teie kõrvu loputada vastavalt allpool olevatele juhistele.

Lapsed
Remo-Wax Spray'd võib lastel kasutada vaid arsti loal. Järgige hoolikalt teile antud juhiseid. Lapse kõrvade loputamiseks külastage eelistatavalt arsti või pereõde.

Kuuldeaparaadi kasutajad
Kui te kasutate kuuldeaparaati, asetage see oma kohale tagasi alles siis, kui kõrv on loputatud ja vesi on kõrvast välja voolanud.

Võimalikud kõrvaltoimed
Mõnedel harvadel juhtudel on seoses Remo-Wax Spray kasutamisega esinenud paikseid allergilisi reaktsioone. Esineda võib ka ebamugavustunnet kuulmekäigus, nahaärritust ja mööduvat pearinglust. Tinnitus (kohin kõrvus) võib olla vaigukorgist tingitud sümptom ja pärast kõrva puhastamist võib tekkida mööduv tinnitus.

Kui lükata kõrvapumpa sügavale kuulmekäiku, võib see vigastada kõrva kuulmekilet. Kui te kahtlustate, et Remo-Wax Spray on põhjustanud teil kõrvaltoime, võtke ühendust arsti või apteekriga.

Teatage igast tõsisest ohujuhtumist tootjale ja pädevale asutusele (*Terviseamet, mso@terviseamet.ee*) selles liikmesriigis, kus kasutaja paikneb. See on vajalik järjepidevaks seadme kasu/riski tasakaalu hindamiseks.

Kuidas kasutada kõrvaspreid ja kõrvapumpa
Vaigukorgi lahustamine kõrvasprei abil

- Soojendage Remo-Wax Spray pudeli sisu käetemperatuurini (ligikaudu 37°C), hoides pudelit mõned minutid peopesas.
- Kui kasutate spreid **esmakordselt**, pihustage 3 kuni 5 korda õhku või nt salvrätile, kuni pihustist väljub peen juga. Veenduge, et suunate pihustades joa endast kaugemale. Kui toodet ei ole mõnda aega kasutatud, kontrollige, kas seadmest väljub peen juga, vajutades 1-2 korda pihustile.
- Tõmmake kõrvalesta ülemist osa ettevaatlikult üles- ja tahapoole. Hoidke pudelit püstiasendis ja asetage pihustiotisk kõrvakanali suudmesse. Pihustage Remo-Wax Spray'd 2 kuni 3 korda kõrva. Tõmmake kõrvanibu mõned korrad õrnalt üles-alla pöörlevate liigutustega. Kõrva võib asetada väikse vatitupsu, mida on niisutatud Remo-Wax Spray'ga.
- Laske Remo-Wax Spray'l mõjuda 20...60 minutit. Vajadusel võite lahust kõrvas hoida üleöö.
- Pärast kasutamist eemaldage pihustiotisk, peske see puhtaks õrnas seebiveses, loputage hoolikalt, kuivatage ja pange tagasi oma kohale. **Ärge mitte kunagi kasutage spreipudelit ilma sellele paigaldatud otsikuta!**

Pärast Remo-Wax Spray kõrvasprei kasutamist tuleb kuulmekäiku loputada. Selleks võite külastada arsti või pereõde või kasutada kõrva loputamiseks kõrvapumpa. Laste kõrvu peaks loputama eelistatavalt arst või pereõde.

Kõrvade loputamine kõrvapumbaga
– Kõrvapumpa peab loputama iga kord enne kasutamist.
– Tõmmake käetemperatuuril olev vesi kõrvapumpa.
– Asetage kõrvapumba ots ettevaatlikult paari millimeetri jagu kuulmekäigu sisse ja loputage kõrva, pigistades kergelt ja rahulikult kõrvapumpa.

Ärge asetage kõrvapumba otsa sügavale kuulmekäikule!

- Korrake loputamist paar korda, kuni kõrvast välja voolav vesi on täiesti selge.
- Loputage kõrvapumpa ja pigistage see tühjaks pärast iga kasutuskorda. Jätke see kuivama ots allapoole.

Muu
Remo-Wax Spray kõrvasprei on mõeldud isiklikuks kasutamiseks. Kui vaigukork ei lahustunud ühe kasutuskorraga, võite vajadusel korrata kõrvasprei manustamist ja kõrvade loputamist kolmel järjestikusel päeval. **NB!** Loputage kuulmekäiku pärast iga ravikorda. Kui te plaanite kõrva loputamiseks külastada arsti või pereõde, järgige palun temalt saadud juhiseid.

Kõrva loputamine ei tohi kunagi põhjustada valu. Kui te tunnete valu, katkestage kõrva loputamine ja võtke ühendust arstiga.

 Vältige kokkupuudet silmadega. Loputage silmi rohke veega ning vajadusel pöörduge arsti poole.

Kui teil on mis tahes küsimusi Remo-Wax Spray kasutamise kohta, võtke palun ühendust arsti, pereõde või apteekriga.

Koostis
Allantoiin (3 mg/ml), etoksüleeritud lanoliin, polüsorbitaat 80, polüsorbitaat 60, vedel sorbitool, fruktoosisiirup, polüoksüetüleensteaariüleeter, polüoksüetüleenoleüleeter, lanoliinöli, isopropüülmüristaat, *Oryza Sativa* riisikliõli, 2-fenüületanool, tsetüülalkohol, butüülhüdroksütolueen, sorbiinhape, bensetooniumkloriid ja vesi.

Säilitamine
Hoida temperatuuril kuni 25°C. Hoida Remo-Wax Spray kõrvaspreid ja kõrvapumpa laste eest varjatud ja kättesaamatus kohas. Mitte kasutada pärast pakendile trükitud kõlblikkusaega. Mitte visata toodet kanalisatsiooni ega olmejäätmete hulka. Ülejääk tuleb viia hävitamiseks apteeki. Need meetmed aitavad kaitsta keskkonda.

Pakendi suurused
Remo-Wax Spray 10 ml

Tootja
Orion Corporation
Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Soome
Levitaja Eestis
Orion Pharma Eesti OÜ
Pirni 7/2, Kristiine linnaosa, Tallinn, Harju maakond, 10617
Eesti
Tel +372 6644550
www.orionpharma.ee

Kasutusjuhend on läbi vaadatud
04/2025



Meditsiiniseade

Uurida kasutusjuhendit

Ettevaatust!

Tootja

Tootjariik

Levitaja

Tõlge

Temperatuuri ülempiir

Kasutada kuni kuupäevani

Partiitähis

Kordumatu identifitseerimistunnus



PROOF COLOURS:

 Black

 Pantone 485

Size: 150 x 630 mm
Min font size 9 pt
Pharmacode: 122

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS
Remo-Wax® Spray

Terapinė indikacija
Remo-Wax Spray purškalas skirtas ausų sieros kamščiams tirpdyti.

Nenaudokite Remo-Wax Spray, jeigu:

- yra ausies uždegimas ar skausmas;
- iš ausies skiriasi sekretas;
- ausies būgnelis yra pažeistas, perforuotas ar buvo pradurtas (pvz., timpanostominiu vamzdeliu);
- yra alergija (padidėjęs jautrumas) bet kuriai Remo-Wax Spray sudedamajai daliai.

Ypatingos populiacijos
Jeigu Jums yra koordinacijos ar judesių sutrikimų arba dreba rankos, paprašykite kito asmens įpurkšti Remo-Wax Spray purškalo Jums į ausies landą ir praplauti ausis, kaip toliau nurodyta šiose instrukcijose.

Vaikai
Remo-Wax Spray vaikams gali būti naudojamas tik gydytojo nurodymu. Atidžiai laikykitės gautų nurodymų. Vaikų ausų praplovimui rekomenduojama kreiptis į gydytoją ar visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją).

Naudojantieji klausos aparatai
Jeigu naudojate klausos aparatą, įdėkite jį atgal į ausį tik jau pabaigę plauti ausį, kai vanduo iš ausies yra išbėgęs.

Galimas šalutinis poveikis
Kai kuriais retais atvejais dėl Remo-Wax Spray naudojimo pasireiškė vietinių alerginių reakcijų. Gali pasireikšti nemalonūs pojūtis ausies landoje, odos sudirginimas ar laikinas galvos svaigimas. Spengimas ausyse gali būti ausų sieros kamščio sukeltas simptomas, o išvalius ausį gali pasireikšti trumpalaikis spengimas ausyse. Giliai į ausies landą įstumtas guminės kriaušės galiukas gali pažeisti ausies būgnelį. Kreipkitės į gydytoją arba vaistininką, jeigu įtariate, kad Remo-Wax Spray Jums sukėlė šalutinį poveikį.

Norėdami pranešti apie bet kokią rimtą incidentą, susisiekite su gamintoju ir valstybės narės, kurioje yra įsikūręs naudotojas, kompetentinga institucija (Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie SAM, +370 52615177). Tai svarbu norint nuolat stebėti priemonės naudos ir rizikos santykį.

Kaip naudoti Remo-Wax Spray ausų purškalo ir guminę kriaušę

- Susidariusio sieros kamščio tirpdymas ausų purškalu
- Sušildykite Remo-Wax Spray buteliuko turinį iki rankų temperatūros (apie 37 °C), palaikydami buteliuką delne keletą minučių.
 - Jeigu purškalo naudojate **pirmąjį kartą**, reikia 3–5 kartus išpurkšti į orą arba, pvz., į popierinę servetėlę, kol bus išpurkšti smulkūs pūrsalai. Purkšti būtina nuo savęs. Jeigu priemonės kurį laiką nenaudojote, paspauskite purkštuvą 1–2 kartus ir patikrinkite, ar išpurškiami smulkūs pūrsalai.
 - Viršutinę ausies dalį švelniai patraukite aukštyn ir link pakaušio. Buteliuką laikykite vertikaliai ir purkštuvo galiuką įkiškite į ausies landos angą. Išpurškite Remo-Wax Spray į ausį 2–3 kartus. Ausies lezgelį sukamaisiais judesiais keletą kartų patraukite aukštyn ir žemyn. Į ausies landą galima įkišti nedidelį vatos gumulėlį, sudrėkintą Remo-Wax Spray purškalu.
 - Leiskite Remo-Wax Spray suveikti (tai užtruks 20–60 min.). Jeigu reikia, tirpalą ausyje galite palikti per naktį.
 - Po panaudojimo nuimkite purkštuvo galiuką, nuplaukite jį šiek tiek muilinu vandeniu, kruopščiai nuskalaukite, nudžiovinkite ir uždėkite atgal. **Negalima naudoti purškalo buteliuko, jeigu ant jo neuždėtas purkštuvo galiukas!**

Panaudojus Remo-Wax Spray ausų purškalo, ausies landą reikia praplauti. Dėl ausies praplovimo galima kreiptis į gydytoją ar visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją) arba praplovimui naudoti guminę plovimo kriaušę. Rekomenduojama, kad vaikams ausies praplovimą atliktų gydytojas arba visuomenės sveikatos specialistas (slaugytojas).

Ausies praplovimas su gumine kriaušę

- Guminę kriaušę reikia praplauti prieš kiekvieną naudojimą.
- Guminę kriaušę pripildykite kūno temperatūros vandeniu.
- Guminės kriaušės galiuką atsargiai įkiškite kelis milimetrus į ausies landą ir po truputį ramiai spausdami kriaušę praplaukite ausį.

Nekiškite guminės kriaušės galiuko giliai į ausies landą!

- Pakartokite praplovimą keletą kartų, kol iš ausies išbėgantis vanduo bus visiškai švarus.
- Praskalaukite guminę kriaušę ir išspauskite iš jos vandenį po kiekvieno panaudojimo. Palikite nulašėti pastatę antgaliu žemyn.

Kita
Remo-Wax Spray ausų purškalas yra skirtas asmeniniam naudojimui. Jeigu susidaręs sieros kamštis po vienos tirpymo procedūros neištirpo, esant poreikiui, ausų purškalo panaudojimo ir ausies praplovimo procedūrą galite kartoti tris dienas iš eilės. **Svarbi pastaba!** Praplaukite ausies landą po kiekvieno Remo-Wax Spray panaudojimo. Jeigu Jūs ketinate dėl ausies praplovimo kreiptis į gydytoją ar visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją), vykdykite jų nurodymus.

Ausies praplovimas niekada neturėtų sukelti skausmo. Jeigu pajutote skausmą, nutraukite ausies praplovimą ir kreipkitės į gydytoją.

 Vengti patekimo į akis. Praskalaukite akis dideliu kiekiu vandens ir, jeigu reikia, kreipkitės į gydytoją.

Jeigu turite kokių nors klausimų dėl Remo-Wax Spray naudojimo, kreipkitės į gydytoją, visuomenės sveikatos specialistą (slaugytoją) arba vaistininką.

Sudėtis
Alantoinas (3 mg/ml), etoksilintas lanolinas, polisorbatas 80, polisorbatas 60, skystasis sorbitolis, fruktozės sirupas, polioksietileno stearilo eteris, polioksietileno oleilo eteris, lanolino aliejus, izopropilo miristatas, sėjamųjų ryžių (lot. *Oryza sativa*) sėlenų aliejus, fenetanolis, cetilo alkoholis, butilhidroksitoluenas, sorbo rūgštis, benzetonio chloridas ir vanduo.

Laikymas
Laikyti žemesnėje kaip 25 °C temperatūroje. Remo-Wax Spray purškalo ir guminę kriaušę laikyti vaikams nepasiekiamoje ir nepastebimoje vietoje. Pasibaigus ant pakuotės nurodytam tinkamumo laikui, priemonės naudoti negalima. Priemonės negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Priemonės likutį reikia nunešti į vaistinę sunaikinti. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką.

Pakuotės dydis
Remo-Wax Spray 10 ml

Gamintojas
Orion Corporation
Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Suomija
Platintojas Lietuvoje
UAB „ORION PHARMA“
Ukmergės g. 126
LT-08100 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2769 499
www.orionpharma.lt

Šios naudojimo instrukcijos paskutinį kartą peržiūrėtos
2025-04

 Medicinos priemonė

 Žr. naudojimo instrukcijas

 Dėmesio

 Gamintojas

 Pagaminimo šalis

 Platintojas

 Vertimas

 25°C
Viršutinė temperatūros riba

 Tinka naudoti iki

 Partijos kodas

 Unikalusis priemonės identifikatorius

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
Remo-Wax® Spray

Terapeitiskās indikācijas
Remo-Wax Spray ausu izsmidzināmais līdzeklis šķidina sēra sablīvējumus ausīs.

Nelietojiet Remo-Wax Spray, ja:

- ausī ir iekaisums vai jēlums;
- no aussī ir izdalījumi;
- bungādiņa ir traumēta, caurdurta vai ir bijusi caurdurta (piemēram, ar ausu caurulīti);
- Jums ir alerģija (pastiprināts jutīgums) pret kādu no Remo-Wax Spray sastāvdaļām.

Īpašas grupas
Gadījumā, ja Jums ir koordinācijas traucējumi, kustību traucējumi vai roku trīce, Remo-Wax Spray ausu izsmidzināmā līdzekļa ievadē auss kanālā un ausu skalošana pēc šiem norādījumiem jāuztīc kādam citam.

Bērni
Bērniem Remo-Wax Spray var tikt izmantots tikai ar ārsta atļauju. Uzmanīgi sekojiet instrukcijas norādēm. Ja auss skalojama bērnam, labāk būtu apmeklēt ārstu vai medmāsu.

Dzirdes aparātu lietotāji
Gadījumā, ja Jūs lietojat dzirdes aparātu, to drīkst atlikt vietā tikai pēc tam, kad auss ir izskalota un ūdens ir pilnībā iztecējis ārā no auss.

Iespējamās nevēlamās blakusparādības
Retos gadījumos pēc Remo-Wax Spray lietošanas var attīstīties vietēja rakstura alerģiska reakcija. Iespējama neomulīga jušana auss kanālā, ādas kairinājums un pārejošs reibonis. Troksnis ausīs (tinnīts) var būt ausu sēra sablīvējuma simptoms, un pārejošs troksnis ausīs var rasties pēc auss tīrīšanas. Ja skalojot ausī pēc Remo-Wax Spray lietošanas balonšļirci pārāk dziļi ievirza auss kanālā, var bojāt bungplēvīti.

Ja ir aizdomas, ka Remo-Wax Spray lietošanas dēļ attīstījusies nevēlama blakusparādība, konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu. Lai ziņotu par jebkuru nopietnu negadījumu, sazinieties ar ražotāju un tās dalībvalsts kompetento iestādi (Zāļu valsts aģentūra, +371 67078424), kurā lietotājs ir reģistrēts. Tas ir svarīgi pastāvīgai produkta ieguvumu/riska attiecības uzraudzīšanai.

Kā lietot Remo-Wax Spray ausu izsmidzināmo līdzekli un balonšļirci

- Ausu sēra sablīvējumu šķidinašana
- Pudelītes saturu sasilda dažas minūtes Remo-Wax Spray pudelīti paturot plaukstā, līdz tā uzsilst līdz roku temperatūrai (apmēram 37 °C).
 - Lietojot Remo-Wax Spray **pirmo reizi**, izsmidziniet 3 līdz 5 reizes gaišā vai, piemēram, uz drānas, līdz parādās smalks izsmidzinājums. Pārlicinieties, ka smidzinātāja sprausla ir vērsta prom no Jums. Ja preparāts netiek izmantots kādu laiku, nospiežot pievadu 1 līdz 2 reizes, pārbaudiet, ka veidojas smalks izsmidzinājums.
 - Viegli pavelciet auss augšdaļu uz augšu un atpakaļ. Pudelīti turiet vertikāli un ievietojiet sprauslas galu auss kanāla atverē. Izsmidziniet Remo-Wax Spray ausī 2 līdz 3 reizes. Satveriet auss līpiņu un, rotējošām kustībām dažas reizes pavelciet to augšup un lejup. Ausī var ielikt vates pikucīti, kas ir samitrināts ar Remo-Wax Spray.
 - Lauviet Remo-Wax Spray darboties 20 līdz 60 minūtes. Vajadzības gadījumā šķidumu auss kanālā var atstāt uz visu nakti.
 - Pēc lietošanas izņemiet izsmidzinātāja sprauslu, notifyiet to ar vieglu ziepjūdeni, rūpīgi izskalojiet, nosusiniet un ievietojiet atpakaļ vietā. **Nekad nelietojiet izsmidzināšanas līdzekļa pudeli bez sprauslas!**

Pēc Remo-Wax Spray ausu izsmidzināmā līdzekļa lietošanas auss kanāls ir jāizskalo. Skalošanai var izmantot balonšļirci vai uz auss skalošanu doties pie ārsta vai medmāsas. Bērna auss skalošanu vajadzētu uztīcēt ārstam vai medmāsai.

Norādījumi ausu skalošanai ar balonšļirci:

- pirms katras lietošanas reizes balonšļircē ir jāizskalo;
- balonšļircē ievēl ūdeni, kura temperatūra atbilst rokas temperatūrai;
- pāris milimetrus balonšļirces gala uzmanīgi ieliek auss kanālā un, lēni un viegli saspiežot balonšļirci, skalo ausi;

Balonšļirces galu nedrīkst likt dziļi auss kanālā!

- skalošanu dažas reizes atkārtot, līdz no auss iztek pavisam tīrs ūdens;
- pēc katras lietošanas izskalojiet balonšļirci un izspiediet to tukšu. Atstājiet to izpilam ar atvērto galu uz leju.

Citi norādījumi
Remo-Wax Spray ausu izsmidzināmais līdzeklis ir paredzēts personīgai lietošanai. Ja ausu sēra sablīvējums neišķīst, lietojot līdzekli vienu reizi, Jūs var atkārtot izsmidzināšanu un auss skalošanu trīs dienas pēc kārtas.

Uzmanību! Auss kanālā jāizskalo ar ūdeni pēc katras Remo-Wax Spray lietošanas reizes. Ja uz auss skalošanu dodas pie ārsta vai medmāsas, jāievēro viņu norādījumi.

Ausu skalošanai nekad nebūtu jāizraisa sāpes. Ja tomēr jūtat sāpes, auss skalošana jāpārtrauc un jāsazinās ar ārstu.

 Izvairieties no saskares ar acīm. Skalojiet acis ar lielu daudzumu ūdens un, ja nepieciešams, meklējiet medicīnisko palīdzību.

Gadījumā, ja rodas jautājumi par Remo-Wax Spray lietošanu, konsultējieties ar ārstu, medmāsu vai farmaceitu.

Sastāvs
Alantoinis (3 mg/ml), etoksilēts lanolīns, polisorbāts 80, polisorbāts 60, šķidrās sorbitols, fruktozes sirups, polioksietilēna steārilēteris, polioksietilēna oleilēteris, lanolīna eļļa, izopropilmiristāts, risu (*Oryza sativa*) kliju eļļa, fenetanolis, cetilspirīts, butilhidroksitoluols, sorbinskābe, benzetonija hlorīds un ūdens.

Uzglabāšana
Uzglabāt temperatūrā līdz 25 °C. Uzglabāt Remo-Wax Spray izsmidzināmo līdzekli un balonšļirci bērniem neredzamā un nepieejamā vietā. Nelietot pēc derīguma termiņa beigām, kas norādīts uz iepakojuma. Neizmetiet produktu kanalizācijā vai sadzīves atkritumos. Atlikums jānogādā aptiekā iznīcināšanai. Šie pasākumi palīdzēs aizsargāt apkārtni vidi.

Iepakojuma izmērs
Remo-Wax Spray 10 ml

Ražotājs
Orion Corporation
Orionintie 1, FI-02200 Espoo, Somija

Izplatītājs
UAB „ORION PHARMA“
Ukmergės g. 126
LT-08100 Vilnius
Lietuva
Tel. +370 5 2769 499
www.orionpharma.lt

Šī lietošanas instrukcija pēdējo reizi pārskatīta
04/2025

 Medicīniska ierīce

 Skatīt lietošanas instrukciju

 Uzmanību!

 Ražotājs

 Ražošanas valsts

 Izplatītājs

 Tulkojums

 25°C
Temperatūras augšējā robeža

 Derīguma termiņš

 Sērijas numurs

 Ierīces unikālais identifikators